

**Esclarecimento** 29/09/2022 11:20:34

Trata-se de resposta ao pedido de esclarecimento formulado via email: [impugna.proad@ufca.edu.br](mailto:impugna.proad@ufca.edu.br), remetido pela pessoa jurídica XXXXXXXXXXXXX, CNPJ XXXXXXXX, através do(a) Sr(a) XXXXXXXX, à data de 27/09/2022. Segue transcrição da mensagem: "Item 132: Kit De Extração De Dna; conjunto completo. Questiona-se: O kit solicitado deve apresentar método de extração baseado em colunas de centrifugação com membrana, em beads magnéticas ou método "solution-based"? Quantas extrações cada unidade de kit deve performar? Item 139: Conjunto para análise, aplicação qualitativo de rna por rt-pcr, componentes taq dna polimerase recombinante com anticorpo, outros componentes transcriptase reversa com baixa atividade rnase h, componentes adicionais stampão de reação 2x, mgs04 5mm Questiona-se: Esse descritivo é para mastermix de PCR em Tempo Real? Se sim, é do tipo intercalante(syber) ou sonda (taqman) Qual volume de reação final desejado e quantas reações cada kit? Item 140: "MASTERMIX Q Power Up™SYBR™ Green Master Mix". Questiona-se: Qual volume de reação final desejado e quantas reações cada kit?"

Fechar

**Resposta** 29/09/2022 11:20:34

Segue a resposta: " Item 132: Kit De Extração De Dna; conjunto completo. Questiona-se: O kit solicitado deve apresentar método de extração baseado em colunas de centrifugação com membrana, em beads magnéticas ou método "solution-based"? R: O kit solicitado deve apresentar método de extração baseado em colunas de centrifugação com membrana. Quantas extrações cada unidade de kit deve performar? R: 250 extrações Item 139: Conjunto para análise, aplicação qualitativo de rna por rt-pcr, componentes taq dna polimerase recombinante com anticorpo, outros componentes transcriptase reversa com baixa atividade rnase h, componentes adicionais tampão de reação 2x, mgs04 5mm Questiona-se: Esse descritivo é para mastermix de PCR em Tempo Real? Se sim, é do tipo intercalante(syber) ou sonda (taqman) R: Sim, PCR em tempo Real, tipo sonda (taqman) Qual volume de reação final desejado e quantas reações cada kit? R: Kit para 1.000 reações de 50uL cada Item 140: "MASTERMIX Q Power UpTMSYBRTM Green Master Mix". Questiona-se: Qual volume de reação final desejado e quantas reações cada kit? R: Volume de reação final de 50 uL; Kit para 1.000 reações" Juazeiro do Norte-CE, 29 de outubro de 2022 Atenciosamente, Francisco Gleilson Clementino Magalhães Pregoeiro oficial

Fechar